

Wb, Ip, Elisa, Chip용 항Rpa70/Rpa1 토끼 단클론 항체 - P27694

품목 번호: CM0005523



소개

인간 RPA70/RPA1(P27694)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IP, ELISA, ChIP에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 및 쥐 단백질을 인식합니다. DNA 복제 및 수복 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPA70/RPA1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
종	인간
유전자ID (인간)	6117
유전자ID	6117
면역원	합성 펩타이드 인간 RPA70/RPA1(P27694)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P27694
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스백