

Anti-Rpa70/Rpa1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P27694

품목 번호: CM0018051



소개

인간 RPA70/RPA1 (Replication protein A 70 kDa subunit)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯, 면역조직화학, ELISA에 대해 검증됨. DNA 복제, 수리 및 손상 반응 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPA70/RPA1 Rabbit pAb
비고/별칭	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
종	인간
GeneID (Human)	6117
GeneID	6117
면역원	인간 RPA70/RPA1 (NP_002936.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P27694
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백