


Wb 및 Elisa용 Anti-Rpap2 폴리클로날 항체 - Q8Iwx5

품목 번호: CM0020294



소개

인간 RPAP2(RNA 폴리머라제 II 관련 단백질 2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. RPAP2는 snRNA 전사 및 ER 스트레스 신호 전달에 관여하는 CTD 인산가수분해효소입니다. SWISS: Q8IXW5.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPAP2 Rabbit pAb
비고/별칭	Rtr1; Clorf82; RPAP2
종	인간
GeneID (인간)	79871
GeneID	79871
면역원	재조합 단백질 인간 RPAP2 (Q8IXW5)의 아미노산 1-612에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IXW5
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백