


Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa용 Anti-Rpb1 Ctd 토끼 단일클론 항체 - P24928

품목 번호: CM0008479



소개

Rpb1 CTD를 타겟팅하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 Rpb1 (~217 kDa)을 검출합니다. RNA 중합효소 II 전사 조절 연구에 이상적입니다. CamelBio의 원스톱 IVD 소싱 솔루션.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rpb1 CTD Rabbit mAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220
종	인간
유전자 ID	5430
면역원	인간 Rpb1 CTD (NP_000928.1)의 아미노산 1611-1710 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P24928
단백질 크기	217 kDa/64 kDa
배송	아이스 팩