


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Rpb3/Polr2C 토끼 다클론 항체 - P19387

품목 번호: CM0020088



소개

DNA 의존성 RNA 중합효소 II 소단위체 RPB3(POLR2C)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 WB, IP, ELISA 검증이 완료되었습니다. 전사 및 RNA 중합효소 II 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPB3/POLR2C 토끼 pAb
비고/별칭	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
종	인간
유전자 ID(인간)	5432
유전자 ID	5432
면역원	인간 RPB3/POLR2C(NP_116558.1)의 아미노산 1~275번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19387
단백질 분자량	31kDa
배송	얼음팩