

Wb용 Anti-Rpe 폴리클로널 항체 - Q96At9

품목 번호: CM0016228



소개

인간 리불로스-인산 3-에피머라제(RPE, Q96AT9)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 폴리클로널 항체입니다. 웨스턴 블로팅, 면역형광법, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드 샘플과 반응성을 보입니다. 예상되는 밴드를 25kDa에서 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPE Rabbit pAb
비고/별칭	RPE2-1; RPE
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6120
GeneID	6120
면역원(Immunogen)	인간 RPE (NP_954699.1)의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q96AT9
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)