

Wb 및 Elisa용 항Rpe65 다클론 항체 - Q16518

품목 번호: CM0022579

소개

인간 RPE65를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 교차반응합니다. RPE65는 시력에 필수적인 레티노이드 순환의 핵심 아이소머로하이드롤레이스입니다. 망막 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPE65 토끼 pAb
비고/별칭	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
종	인간
유전자ID (인간)	6121
유전자ID	6121
면역원	인간 RPE65 (NP_000320.1)의 아미노산 340-440번 서열에 상응하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q16518
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스백