

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Rpe65 폴리클로날 항체 - Q16518

품목 번호: CM0025690

소개

웨스턴 블롯(WB), 파라핀 면역형광(IF-P) 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-RPE65 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 레티노이드 isomerohydrolase를 검출하며, 시각 주기 및 유전성 망막 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPE65 Rabbit pAb
비고/별칭	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
종(Species)	Human
유전자 ID	6121
면역원(Immunogen)	인간 RPE65 (NP_000320.1)의 아미노산 274-533에 해당하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16518
단백질 분자량	61kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)