

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Rpe65 토끼 단클론 항체 - Q16518

품목 번호: CM0005333

소개

RPE65에 대한 고특이성 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차반응하며, 레티노이드 순환 연구 및 시각 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPE65 토끼 mAb
비고/별칭	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
종	인간
유전자ID (인간)	6121
유전자ID	6121
면역원	합성 펩티드 인간 RPE65 (Q16518)의 아미노산 400-500 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q16518
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백