


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Rpgr 다클론 항체 - Q92834

품목 번호: CM0024606



소개

인간 RPGR(Q92834)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 섬모 수송과 망막 항상성에 중요한 GEF인 인간, 마우스, 랫드 RPGR을 검출합니다. 시각 및 섬모병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPGR 토끼 pAb
비고/별칭	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
종	인간
유전자 ID (인간)	6103
유전자 ID	6103
면역원	재조합 단백질[인간 RPGR(NP_001030025.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92834
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스팩