

Wb, If, Elisa용 Anti-Rpgr 토끼 단일클론 항체 - Q92834-6

품목 번호: CM0006962

소개

인간 RPGR (아이소폼 6)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가집니다. 섬모 및 망막 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RPGR Rabbit mAb
비고/별칭	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6103
면역원	인간 RPGR의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001030025.1)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q92834-6
단백질 크기	52kDa/70kDa/83kDa/90kDa/113kDa/127kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)