

If-P 및 Elisa용 항-Rpgrip1 토끼 다클론 항체 - Q96Kn7

품목 번호: CM0024081



소개

IF-P 및 ELISA용 인간 RPGRIP1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 광수용체 기능과 섬모 국소화에 필수적인 스캐폴딩 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPGRIP1 토끼 pAb
비고/별칭	RPGRIP1; CORD13; LCA6; RGI1; RGRIP; RPGRIP; RPGRIP1d; 망막색소변성 GTPase 조절인자 상호작용 단백질 1
종	인간
유전자ID (인간)	57096
면역원	인간 RPGRIP1 (NP_065099.3)의 아미노산 1091-1286에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96KN7
단백질 분자량	66kDa/70kDa/74kDa/76kDa/103kDa/146kDa
배송	아이스백