

Wb, Elisa용 항Rabphilin-3A(Rph3A) 토끼 다클론 항체 - Q9Y2J0

품목 번호: CM0029120

소개

인간 Rabphilin-3A(RPH3A, Exophilin-1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 생쥐와 쥐와 교차 반응합니다. 조절되는 세포외 분비 및 시냅스 기능 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPH3A 토끼 pAb
비고/별칭	RPH3A
종	인간
유전자 ID	22895 (인간)
면역원	인간 RPH3A(NP_055769.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y2J0
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩