

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rph3Al 폴리클로날 항체 - Q9Une2

품목 번호: CM0026466

소개

RPH3AL (NOC2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 내분비 및 외분비 세포에서 조절된 외분비(exocytosis)에 중요한 Rab 이펙터 단백질인 인간 및 마우스 RPH3AL을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPH3AL Rabbit pAb
비고/별칭	NOC2; RPH3AL
종(Species)	Human (사람)
Gene ID (Human)	9501
면역원(Immunogen)	인간 RPH3AL (NP_008918.1)의 아미노산 161-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (사람, 마우스)
SWISS	Q9UNE2
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스팩