


If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl11 다클론 항체 - P62913

품목 번호: CM0015233



소개

CamelBio의 anti-RPL11 토끼 다클론 항체는 인간 60S 리보솜 단백질 L11(uL5)을 표적으로 합니다. IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 리보솜 생합성, 번역 조절 및 p53 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL11 토끼 pAb
비고/별칭	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
종	인간
유전자 ID(인간)	6135
유전자 ID	6135
면역원	인간 RPL11(NP_001186731.1)의 아미노산 1-177에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P62913
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩