

Anti-Rpl11 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P62913

품목 번호: CM0005920



소개

사람 RPL11에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트 종과 반응합니다. 리보솜 연구 및 p53 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPL11 Rabbit mAb
비고/별칭	L11, uL5, DBA7, GIG34
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6135
GeneID	6135
면역원	RPL11 (NP_000966.2)의 아미노산 1-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P62913
단백질 크기	20kDa
배송	아이스백 (Ice bag)