

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rpl11 토끼 다클론 항체 - P62913

품목 번호: CM0030103



소개

인간 RPL11(대형 리보솜 서브유닛 단백질 uL5)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 리보솜 생합성, 단백질 합성 및 p53 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPL11 Rabbit pAb
비고/별칭	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
종	인간
유전자 ID (인간)	6135
유전자 ID	6135
면역원	제조합 단백질 RPL11 (NP_001186731.1)의 아미노산 1-177번 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62913
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스 팩