

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl13 Rabbit Monoclonal 항체 - P26373

품목 번호: CM0005171



소개

Western blotting, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 RPL13(eL13)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응. 리보솜 단백질 및 뼈 발달 연구에 적합.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPL13 Rabbit mAb
비고/별칭	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
종	인간
유전자 ID (인간)	6137
유전자 ID	6137
면역원	인간 RPL13의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_150254.1)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26373
단백질 분자량	18kDa/24kDa
배송	아이스백