

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Rpl13 토끼 다클론 항체 - P26373

품목 번호: CM0026837



소개

인간 RPL13(60S 리보솜 단백질 L13)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 리보솜 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPL13 토끼 pAb
비고/별칭	L13; BBCL1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
종	인간
유전자ID (인간)	6137
유전자ID	6137
면역원	인간 RPL13 (NP_150254.1)의 아미노산 1-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P26373
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백