

Wb, Elisa용 항Rpl13A 토끼 다클론 항체 - P40429

품목 번호: CM0018767



소개

인간 RPL13A(uL13)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 리보솜 기능, 번역 조절 및 GAIT 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPL13A 토끼 pAb
비고/별칭	L13A; uL13; TSTA1; RPL13A
종	인간
유전자ID (인간)	23521
유전자ID	23521
면역원	인간 RPL13A(NP_036555.1)의 아미노산 1-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40429
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백