


Wb, If/Icc, Elisa용 항Rpl14 다클론 항체 - P50914

품목 번호: CM0027687



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA용 토끼 항RPL14 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트를 인식합니다. 세포질에 존재하는 23kDa 리보솜 단백질 eL14입니다. 재조합 면역원을 사용했으며 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL14 토끼 pAb
비고/별칭	L14; RL14; eL14; hRL14; CTG-B33; CAG-ISL-7; RPL14
종	인간
유전자ID (인간)	9045
유전자ID	9045
면역원	인간 RPL14 (NP_003964.3)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50914
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스백