


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl17 토끼 다클로날 항체 - P18621

품목 번호: CM0026468



소개

사람 RPL17 (60S 리보솜 단백질 L17, 별칭 L17, PD-1, uL22)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용합니다. 사람, 마우스, 쥐에서 검증되었습니다. 리보솜 단백질 연구 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL17 Rabbit pAb
비고/별칭	L17; PD-1; uL22; RPL23; RPL17
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	6139
GeneID	6139
면역원(Immunogen)	사람 RPL17 (NP_000976.1)의 아미노산 1-184에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P18621
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)