

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Rpl18 폴리클로날 항체 - Q07020

품목 번호: CM0013068



소개

인간 RPL18(60S 리보솜 단백질 L18)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성, 단백질 합성 및 다이아몬드-블랙팬 빈혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL18 Rabbit pAb
비고/별칭	L18; eL18; DBA18; RPL18
종	인간
유전자 ID (인간)	6141
유전자 ID	6141
면역원	인간 RPL18 (NP_000970.1)의 아미노산 1-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07020
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백