

Wb 및 Elisa용 항-Rpl18A 다클론 항체 - Q02543

품목 번호: CM0023581



소개

인간 RPL18A(60S 리보솜 단백질 L18a/eL20)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 수준을 검출합니다. 리보솜 생물학 및 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL18A 토끼 pAb
비고/별칭	L18A; eL20; RPL18A
종	인간
유전자 ID (인간)	6142
면역원	인간 RPL18A (NP_000971.1)의 아미노산 50-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02543
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩