

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Rpl19 다클론 항체 - P84098

품목 번호: CM0023687



소개

인간 RPL19(60S 리보솜 단백질 L19)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 및 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL19 토끼 pAb
비고/별칭	L19; eL19; RPL19
종	인간
유전자ID (인간)	6143
유전자ID	6143
면역원	인간 RPL19 (NP_000972.1)의 아미노산 1-100 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P84098
단백질 분자량	23kDa
배송 방법	아이스백