


항-Rpl21 토끼 다클론 항체 - P46778

품목 번호: CM0017868



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 RPL21 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 RPL21을 인식합니다. 리보솜 기능 및 단백질 합성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPL21 토끼 pAb
비고/별칭	L21; eL21; HYPT12; RPL21
종	인간
GeneID (인간)	6144
GeneID	6144
면역원	인간 RPL21 (NP_000973.2)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46778
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스백