

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl23 토끼 다클로날 항체 - P62829

품목 번호: CM0028856



소개

사람 RPL23(60S 리보솜 단백질 L23)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 리보솜 생물학 연구용입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPL23 Rabbit pAb
비고/별칭	L23; uL14; rpL17; RPL23
종	사람(Human)
GeneID (사람)	9349
GeneID	9349
면역원	사람 RPL23 (NP_000969.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P62829
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백