


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Rpl23A 다클론 항체 - P62750

품목 번호: CM0026133



소개

인간 RPL23A(60S 리보솜 단백질 L23a)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 연구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RPL23A 토끼 pAb
비고/별칭	L23A; uL23; MDA20; RPL23A
종	인간
GeneID (인간)	6147
GeneID	6147
면역원	인간 RPL23A (NP_000975.2)의 아미노산 1-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62750
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스백