


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Rpl24 토끼 다클론 항체 - P83731

품목 번호: CM0015039



소개

인간 RPL24(리보솜 단백질 L24)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 RPL24를 검출합니다. 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPL24 토끼 pAb
비고/별칭	L24; eL24; HEL-S-310; RPL24
종	인간
유전자ID (인간)	6152
유전자ID	6152
면역원	인간 RPL24 (NP_000977.1)의 아미노산 38-157에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P83731
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩