


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl26 토끼 다클론 항체 (Rpl26/Ul24) - P61254

품목 번호: CM0022517



소개

이 토끼 다클론 항체는 인간 RPL26(대형 리보솜 소단위체 단백질 uL24)을 표적으로 하며, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응하므로 리보솜 및 단백질 합성 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL26 토끼 pAb
비고/별칭	L26; uL24; DBA11; RPL26
종	인간
유전자 ID	6154
면역원	인간 RPL26(NP_000978.1)의 아미노산 20-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P61254
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩