

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rpl26L1 단클론 항체 - Q9Unx3

품목 번호: CM0010495

소개

17 kDa 리보솜 단백질을 검출하는 인간 RPL26L1 (uL24-like)에 대한 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 리보솜 및 번역 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL26L1 Rabbit mAb
비고/별칭	RPL26P1; RPL26L1
종	인간
GeneID (Human)	51121
GeneID	51121
면역원	인간 RPL26L1 (Q9UNX3)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UNX3
단백질 무게	17kDa
배송	아이스백