

Wb 및 Elisa용 항-Rpl26L1 토끼 다클론 항체 - Q9Unx3

품목 번호: CM0030884

소개

인간 RPL26L1(리보솜 단백질 uL24-유사)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에서 반응성이 있습니다. 대형 서브유닛 생물학에서 리보솜 구조, 단백질 합성 및 uL24 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL26L1 토끼 pAb
비고/별칭	RPL26P1; RPL26L1
종	인간
유전자 ID (인간)	51121
유전자 ID	51121
면역원	인간 RPL26L1(NP_057177.1)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UNX3
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백