

Wb, Elisa용 항-Rpl3 토끼 다클론 항체 - P39023

품목 번호: CM0026292



소개

WB 및 ELISA용 항-RPL3 토끼 다클론 항체. 인간 및 생쥐 대형 리보솜 서브유닛 단백질 uL3(RPL3, TARBP-B)를 인식합니다. 리보솜 조립 및 번역 연구에 이상적입니다. P39023.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL3 토끼 pAb
비고/별칭	L3; uL3; ASC-1; TARBP-B; RPL3
종	인간
유전자 ID (인간)	6122
유전자 ID	6122
면역원	인간 RPL3(NP_000958.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P39023
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스팩