

Anti-Rpl30 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62888

품목 번호: CM0017188



소개

사람 리보솜 단백질 L30(RPL30)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 리보솜 및 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL30 Rabbit pAb
비고/별칭	L30; eL30; RPL30
종	사람(Human)
GeneID (사람)	6156
GeneID	6156
면역원	사람 RPL30 (NP_000980.1)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P62888
단백질 분자량	13 kDa
배송	아이스백