

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rpl31 토끼 다클론 항체 - P62899

품목 번호: CM0020018



소개

인간 RPL31에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 60S 리보솜 단백질 L31(14 kDa)을 표적으로 합니다. 리보솜 및 번역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

사양	세부 정보
제품명	RPL31 토끼 pAb
비고/별칭	L31; eL31; RPL31
종	인간
GeneID	6160
면역원	인간 RPL31(NP_000984.1)의 아미노산 5-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62899
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백