


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl32 다클론 항체 - P62910

품목 번호: CM0013836



### 소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 RPL32 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 RPL32를 검출합니다. 리보솜 단백질 및 번역 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RPL32 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭       | L32; eL32; PP9932; RPL32                                    |
| 종           | 인간                                                          |
| GeneID (인간) | 6161                                                        |
| GeneID      | 6161                                                        |
| 면역원         | 인간 RPL32(NP_000985.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                          |
| 분류          | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                 |
| SWISS       | P62910                                                      |
| 단백질 분자량     | 16kDa                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                        |