

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl34 Rabbit Polyclonal Antibody - P49207

품목 번호: CM0021928



소개

인간 리보솜 단백질 L34(RPL34)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 적용을 위해 설계되었습니다. 인간 및 마우스 eL34(13 kDa)를 검출합니다. 리보솜 및 번역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RPL34 Rabbit pAb
비고/별칭	L34; eL34; RPL34
종	인간
GeneID (Human)	6164
GeneID	6164
면역원	인간 RPL34 (NP_000986.2)의 아미노산 1-117에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49207
단백질 무게	13kDa
배송	아이스백