

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl35 다클론 항체 - P42766

품목 번호: CM0020162



소개

인간 RPL35(60S 리보솜 단백질 L35)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 리보솜 연구 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPL35 토끼 pAb
비고/별칭	L35; uL29; DBA19; RPL35
종	인간
GeneID (인간)	11224
GeneID	11224
면역원	인간 RPL35(NP_009140.1)의 아미노산 50-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42766
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백