


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Rpl36 다클론 항체 - Q9Y3U8

품목 번호: CM0029544



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 RPL36 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트의 60S 리보솜 단백질 eL36인 RPL36을 검출합니다. 리보솜 및 번역 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL36 토끼 pAb
비고/별칭	L36; eL36; RPL36
종	인간
GeneID (인간)	25873
GeneID	25873
면역원	인간 RPL36 (NP_056229.2)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3U8
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백