

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rpl36Al 다클론 항체 - Q969Q0

품목 번호: CM0017352

소개

사람 RPL36AL(60S 리보솜 단백질 L36a 유사)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 리보솜 단백질 및 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPL36AL 토끼 pAb
비고/별칭	RPL36A; RPL36AP42; RPL36A_18_1363; RPL36AL
종	사람
유전자ID (사람)	6166
유전자ID	6166
면역원	사람 RPL36AL (NP_000992.1)의 아미노산 1-106에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q969Q0
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스 팩