


## Wb, Elisa용 Anti-Rpl37 폴리클로날 항체 - P61927

품목 번호: CM0019248



### 소개

인간 60S 리보솜 단백질 L37(RPL37)을 특이적으로 인식하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 리보솜 및 단백질 합성 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 제품명            | RPL37 Rabbit pAb                                     |
| 비고/별칭          | L37; eL37; RPL37                                     |
| 종(Species)     | Human (인간)                                           |
| 유전자 ID         | 6167                                                 |
| 면역원(Immunogen) | 인간 RPL37 (NP_000988.1)의 아미노산 1-97 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)    | Rabbit (토끼)                                          |
| 카테고리           | Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)                     |
| 애플리케이션         | WB, ELISA                                            |
| 교차 반응성         | Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)                      |
| SWISS          | P61927                                               |
| 단백질 분자량        | 11kDa                                                |
| 배송(Shipping)   | 아이스백                                                 |