


Anti-Rpl38 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - P63173

품목 번호: CM0017150



소개

인간 리보솜 단백질 L38(RPL38)에 특이적인 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 8kDa 밴드를 검출합니다. 리보솜 구조, 번역 및 단백질 합성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL38 Rabbit pAb
비고/별칭	L38; eL38; RPL38
종	인간
유전자 ID	6169
면역원	인간 RPL38 (NP_000990.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P63173
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백