


Anti-Rpl39 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P62891

품목 번호: CM0020427



소개

인간 RPL39를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 6kDa 60S 리보솜 단백질 L39의 특이적 검출로, 리보솜 연구 및 번역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPL39 Rabbit pAb
비고/별칭	L39; eL39; RPL39P42; RPL39_23_1806; RPL39
종	인간
GeneID (Human)	6170
GeneID	6170
면역원	합성 펩타이드 인간 RPL39 (NP_000991.1)의 아미노산 1-51에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P62891
단백질 분자량	6kDa
배송	아이스백