

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rpl4 Rabbit Polyclonal Antibody - P36578

품목 번호: CM0027633



소개

인간 RPL4(uL4)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 생쥐, 쥐 샘플에 걸친 리보솜 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL4 Rabbit pAb
비고/별칭	L4; uL4; RPL4
종	인간
GeneID (Human)	6124
면역원	인간 RPL4 (NP_000959.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P36578
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백