


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rpl5 폴리클로널 항체 - P46777

품목 번호: CM0020676



소개

사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 웨스턴 블랏(Western Blot), 면역조직화학-파라핀(Immunohistochemistry-Paraffin), 및 ELISA에 대해 검증된 RPL5 토끼 폴리클로널 항체입니다. 리보솜 단백질 L5/uL18 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL5 Rabbit pAb
비고/별칭	L5; uL18; MSTP030; PPP1R135; RPL5
종(Species)	사람(Human)
GeneID	6125
면역원(Immunogen)	사람 RPL5 (NP_000960.2)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P46777
단백질 분자량(Protein Weight)	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)