


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl7A 토끼 다클론 항체 - P62424

품목 번호: CM0018195



소개

인간 RPL7A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 리보솜 단백질 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPL7A 토끼 pAb
비고/별칭	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
종	인간
유전자 ID	6130
면역원	인간 RPL7A의 아미노산 1-266(NP_000963.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62424
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩