


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl7A 토끼 다클론 항체 - P62424

품목 번호: CM0016437



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 RPL7A 토끼 다클론 항체입니다. 세포 단백질 합성에 필수적인 대형 리보솜 소단위체의 핵심 구성 요소인 60S 리보솜 단백질 L7a(eL8)를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPL7A 토끼 pAb
비고/별칭	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
종	인간
유전자 ID(인간)	6130
유전자 ID	6130
면역원	인간 RPL7A(NP_000963.1)의 아미노산 1-266에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62424
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩