


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rpl8 Rabbit Polyclonal Antibody - P62917

품목 번호: CM0016693



소개

RPL8(대형 리보솜 소단위체 단백질 uL2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 리보솜 생물학 및 단백질 합성 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RPL8 Rabbit pAb
비고/별칭	L8; uL2; RPL8
종	인간
GeneID (Human)	6132
GeneID	6132
면역원	재조합 단백질 인간 RPL8 (NP_000964.1)의 아미노산 1-257에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62917
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백