


## Anti-Rpl9 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P32969

품목 번호: CM0027551



### 소개

인간 리보솜 단백질 L9(RPL9)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응성을 보이며 리보솜 생합성 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RPL9 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭       | L9; uL6; NPC-A-16; RPL9                                        |
| 종           | 인간                                                             |
| 유전자 ID (인간) | 6133                                                           |
| 유전자 ID      | 6133                                                           |
| 면역원         | 인간 RPL9(NP_000652.2)의 아미노산 1-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원          | 토끼                                                             |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                        |
| SWISS       | P32969                                                         |
| 단백질 분자량     | 22kDa                                                          |
| 배송          | 아이스 팩                                                          |