

Wb, If/Icc, Elisa용 항Rpl9 토끼 다클론 항체 - P32969

품목 번호: CM0014480



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 RPL9(60S 리보솜 단백질 L9/uL6)에 대한 토끼 다클론 항체. 쥐와 교차 반응합니다. 리보솜 및 단백질 합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPL9 토끼 pAb
비고/별칭	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
종	인간
유전자 ID (인간)	6133
유전자 ID	6133
면역원	인간 RPL9(NP_000652.2)의 아미노산 1-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P32969
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백